

TEMPUR-MED® ROLLSTUHLKISSEN

www.tempurmed.de



ROLLSTUHLKISSEN

WAS IST TEMPUR®?

Das TEMPUR Material ist ein viskoelastischer, thermoaktiver Polyurethanschaum mit einzigartigen, druckentlastenden Eigenschaften. Im Gegensatz zu herkömmlichem Schaumstoff, besteht das druckentlastende TEMPUR Material aus Millionen von viskoelastischen, kugelförmigen Zellen.



Es passt sich entsprechend der Körpertemperatur und des -gewichtes der Körperkontur des Patienten an und sorgt nachweislich für eine signifikante Druckreduzierung durch optimale Druckverteilung.

BEZÜGE

Alle TEMPUR Rollstuhlkissen sind wahlweise mit einem nassgedichteten und atmungsaktiven PU-Bezug oder mit einem Jersey-Bezug ausgestattet. Sie sind leicht zu wechseln und maschinenwaschbar. Der PU-Bezug kann auch mit herkömmlichen in Krankenhäusern verwendeten Reinigungsmitteln gereinigt und desinfiziert werden.

VORTEILE DES PU-BEZUGS:

- Hohe Elastizität
- Atmungsaktiv
- Rutschfeste Unterseite (Non-Slip)
- Hoher hygienischer Standard
- Maschinenwaschbar bei 95°C
- Höchste Qualität



TEMPUR-MED Rollstuhlkissen


MERKMALE

- Qualitativ hochwertige Rollstuhlkissen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie
- TEMPUR Material mit einem Raumgewicht von 110 kg/m³
- In drei Höhen erhältlich: 5 cm, 7,5 cm und 9/5 konvex
- Hervorragende Leistung und Komfort für Patienten auch mit hohem Dekubitus-Risiko
- CE-Zeichen, Klasse 1
- Garantie: 3 Jahre
- Farbe: Dunkelblau

VORTEILE

- Spezialanfertigungen möglich
- Die Bezüge sind maschinenwaschbar
- Leichtes, gut transportierbares Kissen
- Konvex-Ausführung für zusammenlegbare Rollstühle
- Geeignet für jedes Körpergewicht
- Wartungsfrei

WWW.TEMPURMED.DE



TEMPUR-MED Rollstuhlkissen haben ein Raumgewicht von 110 kg/m³. Dank der offenen Zellstruktur kann die Luft zirkulieren.


PRODUKTPALETTE ROLLSTUHLKISSEN

ROLLSTUHLKISSEN

Standardgrößen:

40 x 40 x 5 cm
43 x 43 x 5 cm
45 x 40 x 5 cm

Hilfsmittel für die Dekubitusprophylaxe Nr: 11.11.01.3097




ROLLSTUHLKISSEN

Standardgrößen:

40 x 40 x 7,5 cm
43 x 43 x 7,5 cm
45 x 40 x 7,5 cm

Hilfsmittel für die Dekubitusprophylaxe Nr: 11.11.01.3097




ROLLSTUHLKISSEN, KONVEX

Standardgrößen:

40 x 40 x 9/5 cm
43 x 43 x 9/5 cm
45 x 40 x 9/5 cm

Hilfsmittel für die Dekubitusprophylaxe Nr: 11.11.01.3098




DAS TEMPUR MATERIAL

- passt sich der Kontur des Patienten an
- ist thermoaktiv
- reagiert auf Körperwärme und -gewicht des Patienten und wirkt druckentlastend


Für Personen, die zum dauernden Sitzen gezwungen sind, ist eine druckentlastende und stabile Sitzhaltung von großer Wichtigkeit. TEMPUR Rollstuhlkissen passen sich durch die viskoelastischen und thermoaktiven Eigenschaften des Materials der Körperform optimal an.

Prädisponierte Körperpartien wie Sitzbeinhöcker und Trochanter werden entlastet. Dadurch wird das Dekubitus-Risiko deutlich gesenkt und der Patient sitzt stabil und entspannt.



NORMALER SCHAUMSTOFF

TEMPUR



STANDARD ROLLSTUHLKISSEN

TEMPUR-MED ROLLSTUHLKISSEN

Hellblau, Blau und Grün kennzeichnen die Flächen mit geringem Druck. Gelb, Orange und Rot stehen für einen unangenehm hohen Druck auf die Sitzfläche.

Rollstuhlkissen	Best.-Nr.	Größe in cm	€*
mit Jerseybezug, dunkelblau	55002	40 x 40 x 5,0	105,00
	55009	40 x 40 x 7,5	147,00
	55017	43 x 43 x 5,0	136,00
	55021	43 x 43 x 7,5	164,00
	55018	45 x 40 x 5,0	135,00
	55006	45 x 40 x 7,5	163,00
mit PU-Inkontinenzbezug, dunkelblau	55004	40 x 40 x 5,0	97,00
	55010	40 x 40 x 7,5	111,00
	55019	43 x 43 x 5,0	99,00
	55022	43 x 43 x 7,5	123,00
	55020	45 x 40 x 5,0	99,00
	55023	45 x 40 x 7,5	122,00

Ersatzbezüge Rollstuhlkissen	Best.-Nr.	Größe in cm	€*
Jerseybezug, dunkelblau	75023	40 x 40 x 5,0	34,00
	75024	40 x 40 x 7,5	36,00
PU-Inkontinenzbezug, dunkelblau	75009	40 x 40 x 5,0	26,00
	75012	40 x 40 x 7,5	26,00

Rollstuhlkissen gewölbt	Best.-Nr.	Größe in cm	€*
mit Jerseybezug, dunkelblau	55007	40 x 40 x 9/5	177,00
	55005	43 x 43 x 9/5	205,00
	55024	45 x 40 x 9/5	195,00
mit PU-Inkontinenzbezug, dunkelblau	55015	40 x 40 x 9/5	130,00
	55025	43 x 43 x 9/5	155,00
	55026	45 x 40 x 9/5	149,00

Ersatzbezüge Rollstuhlkissen gewölbt	Best.-Nr.	Größe in cm	€*
Jerseybezug, dunkelblau	75026	40 x 40 x 9/5	37,00
PU-Inkontinenzbezug, dunkelblau	75018	40 x 40 x 9/5	26,00

* = unverb. Preisempfehlung

Weitere Ersatzbezüge auf Anfrage.



THE ONLY MATTRESS AND
PILLOW RECOGNIZED BY
NASA AND CERTIFIED BY
THE SPACE FOUNDATION

TEMPUR – DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Tempur-Pedic International, Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit dem Schwerpunkt Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Produkten aus dem einzigartigen TEMPUR Material. TEMPUR ist ein viskoelastisches Hightech-Material, das ursprünglich in den 70er Jahren von der NASA für das US-amerikanische Raumfahrtprogramm entwickelt wurde. Ende der 80er Jahre erwarb TEMPUR die Herstellungsrechte für das Material und zu Beginn der 90er Jahre gelang es unseren Ingenieuren, einen Produktionsprozess für das TEMPUR Material zu entwickeln. Dadurch fand die Technologie der NASA Einzug in private Haushalte und das Gesundheitswesen der ganzen Welt.

TEMPUR Produkte für das Gesundheitswesen tragen den internationalen Namen: TEMPUR-MED.

CE

TEMPUR-Produkte tragen das CE-Zeichen für Medizinprodukte (Klasse 1), was bedeutet, dass die Eigenschaften des Produkts den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entsprechen.



TEMPUR DEUTSCHLAND GMBH
Carl-Benz-Str. 8
D-33803 Steinhagen
Telefon: (+49) 5204 1000 50
Fax: (+49) 5204 1000 551
info@tempurmed.de
www.tempurmed.de