



Männliche Harninkontinenz  
Belastungsinkontinenz



DynaMesh®-PRM Implantate dienen der Unterstützung und Stabilisierung von bindegewebigen Strukturen und Ligamenten. Übliche Anwendungen sind suburethrale Schlingen zur Behandlung der männlichen Belastungsinkontinenz.

## DynaMesh®-PRM

DynaMesh®-PRM	04 cm x 03 cm	REF 2630330453	VE = 1 Stück
DynaMesh®-PRM visible	04 cm x 03 cm	REF 2631730453	VE = 1 Stück




### Anwendung und Eigenschaften

Produkt	DynaMesh®-PRM	DynaMesh®-PRM visible
Einsatzgebiet	Belastungsinkontinenz (SUI)	
Chirurgischer Zugang	perineal	
OP-Technik	Male Sling TOT - transobturatorisch - outside-in	
Fixation	Synthetischer Kleber / Naht	
Atraumatische Kanten		●
Formstabilität		●
Definierte Elastizität		●
Visible Technologie	●	●
Polymer (Monofilament)		PVDF
Biokompatibilität		●
Alterungsbeständigkeit		●
Dynamometrie		●
Weiterreißfestigkeit		●
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])		1 a

● trifft für alle Produktgrößen zu  
● trifft nicht zu

Applikation des Implantates über perinealen Zugang  
Transobturatorische Lage



**DynaMesh®-IST03**  
Durchmesser: 5 cm

**DynaMesh®-IST02**  
Durchmesser: 7 cm

**DynaMesh®-IST03/-IST02:**

Instrumentenset bestehend aus zwei Instrumenten  
(rechte und linke Seite) zur transobturatorischen Positionierung  
in der outside-in Technik.

Vertrieb durch:

**DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH  
Alles Gute fürs Krankenhaus  
Emil-Hoffmann-Straße 53  
D-50996 Köln, Germany  
Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0  
Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109  
www.dahlhausen.de  
info@dahlhausen.de