



Weibliche Beckenbodensenkung
Vaginal-/Zervikalstumpfvorfall
oder Gebärmuttervorfall



DynaMesh®-PR Implantate wurden speziell für die Beckenbodenrekonstruktion, in laparoskopischer oder offener Operationstechnik, entwickelt und dienen der Unterstützung und Stabilisierung von Fasziensstrukturen, Bindegewebe und Ligamenten.

DynaMesh®-PR

DynaMesh®-PR soft	04 cm x 23 cm	REF 2621500423	VE = 1 Stück
		REF 2623500423	VE = 3 Stück
DynaMesh®-PR visible	04 cm x 23 cm	REF 2621700423	VE = 1 Stück




Anwendung und Eigenschaften

Produkt	DynaMesh®-PR soft	DynaMesh®-PR visible
Einsatzgebiet	Vaginal-/Zervikalstumpf- oder Gebärmuttervorfall, begleitende Zystozele / Rektozele	
Chirurgischer Zugang	laparoskopisch / offen	
OP-Technik	Kolposakropexie / Zervikosakropexie / Hysterosakropexie unilateral	
Fixation an Vagina / Zervix	Naht	
Fixation am Sakrum	Naht / Tacker	
Atraumatische Kanten		●
Formstabilität		●
Definierte Elastizität		●
Visible Technologie	●	●
Polymer (Monofilament)		PVDF
Biokompatibilität		●
Alterungsbeständigkeit		●
Dynamometrie		●
Weiterreißfestigkeit		●
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])		1 a

● trifft für alle Produktgrößen zu
● trifft nicht zu


DynaMesh®-PR Implantate kommen zur Anwendung bei der operativen Therapie des Vaginal-/Zervikalstumpfvorfalls oder Gebärmuttervorfalls, sowie der Behandlung einer begleitenden Zystozele/Rektozele.

Anwendungsbeispiele




Kolpo-/Zervikosakropexie

- unilateral
- Fixation an Vaginal-/Zervikalstumpf




Kolpo-/Zervikosakropexie

- unilateral
- Fixation an Vaginal-/Zervikalstumpf und Netzplastik anterior bei begleitender Zystozele




Kolpo-/Zervikosakropexie

- unilateral
- Fixation an Vaginal-/Zervikalstumpf und Netzplastik posterior bei begleitender Rektozele




Hysterosakropexie

- unilateral
- Fixation an Zervix posterior



Hysterosakropexie

- unilateral
- Fixation an Zervix posterior und Netzplastik posterior bei begleitender Rektozele

VI086xx	DynaMesh®-PR - Animation: Colposacropexy https://youtu.be/jgTDDBVyFPE	
---------	--	---

Vertrieb durch: **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
 Alles Gute fürs Krankenhaus
 Emil-Hoffmann-Straße 53
 D-50996 Köln, Germany
 Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0
 Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109
 www.dahlhausen.de
 info@dahlhausen.de