



Weibliche Harninkontinenz
Belastungsinkontinenz



DynaMesh®-SIS direct Implantate sind als midurethrale Schlinge zur Weichgewebeverstärkung des Beckenbodens im Rahmen der chirurgischen Behandlung von Belastungsinkontinenz infolge einer hypermobilen Urethra und/oder einer intrinsischen Sphinkterinsuffizienz konzipiert.

DynaMesh®-SIS direct


DynaMesh®-SIS direct	01 cm x 50 cm	REF 2621210150	VE = 1 Stück
		REF 2623210150	VE = 3 Stück
DynaMesh®-SIS direct soft	01 cm x 50 cm	REF 2621410150	VE = 1 Stück
		REF 2623410150	VE = 3 Stück
DynaMesh®-SIS direct visible	01 cm x 50 cm	REF 2621470150	VE = 1 Stück
		REF 2623470150	VE = 3 Stück



Anwendung und Eigenschaften

Produkt	DynaMesh®-SIS direct	DynaMesh®-SIS direct soft	DynaMesh®-SIS direct visible
Einsatzgebiet	Belastungsinkontinenz (SUI)		
Chirurgischer Zugang	transvaginal		
OP-Technik	TOT - transobturatorisch - outside-in		
Fixation	ohne		
Atraumatische Kanten		●	
Formstabilität		●	
Definierte Elastizität		●	
Visible Technologie	●	●	●
Polymer (Monofilament)		PVDF	
Biokompatibilität		●	
Alterungsbeständigkeit		●	
Dynamometrie		●	
Weiterreißfestigkeit		●	
Klassifikation (Klassifikation nach Klinge [8])		1 a	

● trifft für alle Produktgrößen zu
● trifft nicht zu




DynaMesh®-SIS direct
classic-Struktur

DynaMesh®-SIS direct soft
soft-Struktur

DynaMesh®-SIS direct visible
soft-Struktur
+
sichtbar im MRT

Transobturatorisch (outside-in)



DynaMesh®-SIS direct Implantate werden in transobturatorischer Bandlage in der outside-in Technik positioniert.

Um DynaMesh®-SIS direct Implantate zu positionieren stehen folgende Mehrweginstrumente separat zur Verfügung:



Durchmesser: 5 - 7 cm

DynaMesh®-IST01/-IST02/-IST03:

Instrumentensets bestehend aus zwei Instrumenten (rechte und linke Seite) für den transvaginalen Zugang zur transobturatorischen Positionierung in der outside-in Technik.



DynaMesh®-IVT01:

Instrument für den transvaginalen Zugang zur transobturatorischen Positionierung in der outside-in Technik.

VI045en	DynaMesh®-SIS direct - Animation: SUI Treatment - Transobturator (out/in) - TOT https://youtu.be/q82BX-3BntA	
VI021xx	DynaMesh®-SIS direct - Animation: SUI Treatment - Transobturator (out/in) - TOT 8/4 https://youtu.be/E2hZq9Qw7BU	

Vertrieb durch: **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH
Alles Gute fürs Krankenhaus
Emil-Hoffmann-Straße 53
D-50996 Köln, Germany
Tel.: +49 (0) 2236 - 39 13-0
Fax: +49 (0) 2236 - 39 13-109
www.dahlhausen.de
info@dahlhausen.de