

NEU



Secco™ | Secco Protect™

Fäkal-Management-Systeme

Fäkal-Kollektorbeutel

Irrigationssets

Dämmt Fäkalkontamination ein und fördert eine gesunde Patientenumgebung

Secco™ FMS ist ein geschlossenes Darm-Katheter-System zur hygienischen Ableitung von halbflüssigen und flüssigen Darmausscheidungen

- Reduziert Hautirritationen und Druckulceras
- Schützt Patienten und Personal vor Infektionen
- Vermindert Komplikationen und verkürzt die Krankenhausaufenthaltsdauer
- Schützt Wunden vor Kontamination
- Kontrolliert Geruch und verbessert den Patientenkomfort
- Reduziert die durch Stuhlinkontinenz verursachten Kosten
- Schützt die Patientenwürde



Aufsatzplatte mit Aufhängeband



Einwegspritze, 45 ml



Irrigations (blau)- und Retentionskonnectoren (weiß)



Probeentnahmestelle




Katheter-Lokalisierungs-Markierung

Einfach und sicher in der Anwendung

Secco™ ist mit einer einzigartigen Superabsorber-Technologie zur Bindung von infektiösen, flüssigen Fäkalien ausgerüstet. Es verhindert beim Sammeln und beim Entsorgen des Stuhlganges die Verbreitung von infektiösem Material. Die einzigartige EasyFlush Oberfläche verhindert Schlauchverklebungen und hält effektiv Gerüche zurück.

Einfach und sicher in der Anwendung

- Unkomplizierte Bedienung
- Einfache Einführung
- Sichere Entsorgung



Geruchshemmende Filter auf Beutelrückseite



Niederdruck-Retentionsballon



1.500 ml Auffangbeutel mit Superabsorber

Secco Protect™

Die konsequente Weiterentwicklung vom bewährten Stuhldrainage-System

Secco Protect™ erfüllt die bekannten Eigenschaften unseres langjährig bewährten Stuhldrainage-Systems:

- Reduziert Hautirritationen und Druckulceras
- Schützt Patienten und Personal vor Infektionen
- Vermindert Komplikationen und verkürzt die Krankenhausaufenthaltsdauer
- Schützt Wunden vor Kontamination
- Kontrolliert Geruch und verbessert den Patientenkomfort
- Reduziert die durch Stuhlinkontinenz verursachten Kosten
- Schützt die Patientenwürde



Niederdruck-Retentionsballon und Katheter-Lokalisierungsmarkierung



Fingereinlage/Einführhilfe



Blau: Irrigationskonnektor
Weiß: Konnektor für Retentionsballon mit integriertem Druckentlastungsventil



Probeentnahmestelle



Einwegspritze, 45 ml
Wechselschluss für Aufsatzplatte

Secco Protect™

Die nächste Generation mit mehr Sicherheit und verbesserter Anwendung

Einfach und sicher in der Anwendung

- Noch einfachere Einführung durch die neue Fingereinlage am Retentionsballon
- Das neue Druckentlastungsventil verhindert eine Überfüllung des Retentionsballons und bietet mehr Sicherheit für den Patienten
- Hygienischerer Wechsel vom Auffangbeutel durch beiliegende Wechselschlüsse

Secco Protect™ ist mit einer einzigartigen Superabsorber-Technologie zur Bindung von infektiösen flüssigen Fäkalien ausgerüstet. Es verhindert beim Sammeln und beim Entsorgen des Stuhlganges die Verbreitung von infektiösem Material. Die einzigartige EasyFlush Oberfläche verhindert Schlauchverklebungen und hält effektiv Gerüche zurück.



Geruchshemmende Filter auf Beuterrückseite



Aufsatzplatte mit Wechselschluss und Aufhängeband



1.500 ml Auffangbeutel mit Superabsorber

Secco™ | Secco Protect™

Leisten mehr als nur die Erhaltung der Patientenwürde



REF 52.000.00.150



REF 52.000.00.100

Stuhlinkontinenz ist ein unangenehmes Problem für die betroffenen Patienten und hat eine große Bedeutung bei der Erhaltung der Patientenwürde, der Prävention von Kreuzinfektionen und der Verhinderung von Hautverletzungen.

Secco™ | Secco Protect™ leisten mehr als nur die Erhaltung der Patientenwürde

- Der durch C.difficile verlängerte Krankenhausaufenthalt verursacht hohe Kosten
- Die Patienten mit Stuhlinkontinenz haben ein dreifach erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Druckgeschwürs
- Mit Secco™ haben Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt zur Verfügung

Beschreibung	REF
Secco™ – geschlossenes Stuhl drainage-System	52.000.00.100
Secco Protect™ – geschlossenes Stuhl drainage-System	52.000.00.150
Wechselbeutel für geschlossene Stuhl drainage-Systeme, 10 Stück	52.000.00.200

Inhalt Set

- Flexibler Darmkatheter mit Niederdruckballon (Silikon) und Irrigationskonnektor (Länge 170 cm)
- 3 x 1.500 ml Auffangbeutel mit superabsorbierendem Material
- 3 x Wechselferschluss (bei Secco Protect™)
- Aufsatzplatte mit Klettbandern zum Aufhängen am Patientenbett
- Gebrauchsanweisung
- 45 ml Spritze
- Klemme


Fäkal-Kollektorbeutel



Fäkal-Kollektorbeutel, selbstklebend, mit Konnektor für Ablaufbeutel



Konnektor für Ablaufbeutel



Fäkal-Kollektorbeutel, selbstklebend, mit Faltöffnung



Selbstklebende Faltöffnung

Beschreibung	REF
Fäkal-Kollektorbeutel, selbstklebend, mit Konnektor für Ablaufbeutel	52.000.00.201
Fäkal-Kollektorbeutel, selbstklebend, mit Faltöffnung	52.000.00.202

Ihre Vorteile

- Einfache und hygienische Lösung für Patienten mit Diarrhoe
- Sicherer Halt durch ausschneidbare, selbstklebende Hautschutzplatte, welche den Analbereich abdichtet und die Haut schützt
- Mit zwei Verschlüssen erhältlich
 - » Bei dünnflüssigem Stuhl mit Konnektor für einen Sekretbeutel
 - » Bei weichem Stuhl mit wiederverschließbarer Ausstreiföffnung

Irrigationssets



Irrigationsset geschlossen, mit Ventil, steril



Irrigationsspülsystem, steril



Irrigationsbeutel 2.000 ml, steril

Beschreibung	REF
Irrigationsset mit Ventil, steril	05.000.22.665
Irrigationsspülsystem, steril	05.000.22.899
Irrigationsbeutel 2.000 ml, steril	05.000.22.898

DAHLHAUSEN®

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Köln · Germany
Tel.: +49 (0) 2236 3913 -0
Fax: +49 (0) 2236 3913 -109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de