

# Tentor Medical Tablet für SonoEye (Android)

Exklusiv bei Dahlhausen



## Tentor 10MT-A12

- » 5G Tablet mit leistungsstarker CPU
- » Android 12
- » 10,1-Zoll-Bildschirm mit Eye-Protection, TÜV zertifiziert
- » schnelle WiFi 6-Übertragung mit bis zu 9,6 Gbit/s
- » lange Akkulaufzeit
- » Zubehör für individuelle Anpassung
- » in schwarz und weiß verfügbar
- » integrierter, hochpräziser 2D-Zebra-Scanner
- » zertifiziert nach EN60601-1
- » antimikrobiell

REF 15.900.09.200

Bestandteile	Parameter	Technische Daten
Grundlegende Informationen	Abmessungen	258*173*11.6 mm
	Gewicht	735 g (Standardmodell)
	SIM-Karte	SIM-Karte (nano) + TF-Karte
	Erweiterungs-Steckplatz	> 128 GB
	Akku	10140mAh Lithium-Ionen-Akku, bei hochintensivem Dauerbetrieb 12 Stunden Laufzeit
Display	Panel	10,1-Zoll Full-View LCD-Screen; 10-point-touch; Bedienung mit Handschuhen möglich; 4096-stufiger, druckempfindlicher Bildschirm
	Auflösung	1920 x 1200
	Helligkeit	normale Helligkeit mindestens 400 nit, optional 800 nits Helligkeit
Benutzerumgebung	Betriebstemperatur	- 20 °C Grad bis + 50 °C
	Schutzart	Schutzklasse IP 65
Netzwerk	WiFi	WiFi 6, bis zu 9,6 GBit/s, 800 Meter Reichweite
	WWAN	5G
	Bluetooth	Bluetooth 5.1
	NFV	NFC-Mifare
Anschlüsse	USB	USB-C für PD fast-charging/ Daten-transfer
	Interface	Docking connector USB2.0, UART, DC-input/output (max. Input power 27W), IO, Frontkamera 5 MP, Rückkamera 13 MP, Fingerprint
Zertifizierung	EN60601-1 zertifiziert mit antimikrobiellem Gehäuse Schutzart IP65, MIL-STD-810G und MIL-STD-41F CE-/FCC-/RoHs	